

臺中榮民總醫院 婦女醫學部細胞遺傳檢驗室
檢驗項目總表

1. [羊水染色體](#)
2. [血液染色體](#)
3. [組織染色體](#)

檢 驗 項 目	羊水染色體
生 物 參 考 區 間	
異 常 值	
採 檢 容 器 及 檢 體 量	針筒：檢體量 20ml
採 檢 注 意 事 項	不受汙染
檢 驗 方 法	核型分析
可 送 檢 時 間	24 小時
報 告 完 成 時 間	2-3 星期
檢 驗 科 別 及 聯 絡 方 式	TEL：04-23592525 分機：4435
檢 驗 效 能	
實 驗 室 解 釋	46,XX 或 46,XY。
參 考 資 料	
計 價 碼	60403014(補助案)
健 保 碼	
注 意 事 項	

[回 婦女醫學部細胞遺傳檢驗室檢驗服務](#)

[回 檢驗項目總表](#)

檢 驗 項 目	血液染色體
生 物 參 考 區 間	
異 常 值	
採 檢 容 器 及 檢 體 量	heparine 綠頭抽血管：檢體量 3-5ml
採 檢 注 意 事 項	不凝固
檢 驗 方 法	核型分析
可 送 檢 時 間	24 小時
報 告 完 成 時 間	2 星期
檢 驗 科 別 及 聯 絡 方 式	TEL：04-23592525 分機：4435
檢 驗 效 能	
實 驗 室 解 釋	46,XX 或 46,XY。
參 考 資 料	
計 價 碼	60403031(補助案)
健 保 碼	
注 意 事 項	

[回 婦女醫學部細胞遺傳檢驗室檢驗服務](#)

[回 檢驗項目總表](#)

檢 驗 項 目	組織染色體
生 物 參 考 區 間	
異 常 值	
採 檢 容 器 及 檢 體 量	培養液的試管：檢體量 2-3mg
採 檢 注 意 事 項	不受汙染
檢 驗 方 法	核型分析
可 送 檢 時 間	24 小時
報 告 完 成 時 間	2-3 星期
檢 驗 科 別 及 聯 絡 方 式	TEL：04-23592525 分機：4435
檢 驗 效 能	
實 驗 室 解 釋	46,XX 或 46,XY。
參 考 資 料	
計 價 碼	60403030(補助案)
健 保 碼	
注 意 事 項	

[回 婦女醫學部細胞遺傳檢驗室檢驗服務](#)

[回 檢驗項目總表](#)