

吸入器的幫手-吸藥輔助器AeroChamber

使用時機：使用定量型噴霧劑、緩釋型氣霧吸入器無法手口協調時。



1. 開

將吸入器的蓋子取下。



2. 備藥

- 定量型噴霧劑吸入器搖晃8-10下。
- 緩釋型氣霧吸入器執行上藥動作。



3. 接

卡入吸藥輔助器。



4. 吸

- 定量型噴霧劑按壓金屬藥罐底部。
 - 緩釋型氣霧吸入器按壓灰色給藥按鈕。
- 待1-2秒，將面罩罩住口鼻(壓緊勿漏氣)。
- 張口正常呼吸約5-6下(約30秒)。
- (若需吸入第二次需間隔30-60秒，重複步驟2-4)