

# 如何使用微風-定量乾粉型吸入器



1/開  
打開帽蓋。



示範影片



2/放  
完全打開吸入器，將膠囊從鋁箔片中取出，放置於吸入器中央凹槽內。



3/蓋  
蓋上吸入器。(會聽到『喀嚓』聲)



4/刺  
吸入器拿正，將兩側按鈕同時壓到底後再放開(刺破膠囊)。



5/吸  
吐氣後雙唇含住吸嘴，深且長的吸飽一口氣。(此時會聽到膠囊滾動的呼呼聲)。吸氣完畢後自口中移去吸入器，閉氣5至10秒，接著正常呼吸。



6/確認  
打開吸入器觀察膠囊內是否還有粉末藥粉，如有殘留藥粉可重複步驟5。  
確定吸完後將空膠囊取出並丟棄。  
\*艾能舒Enerzair 使用後請漱口。