

如何使用準納-定量乾粉型吸入器



1/開

一隻手將吸入器握住，另一手大拇指放在吸入器拇指手把上，向後推開至盡頭卡住。



示範影片



2/上藥

用大拇指將上藥扳手向後扳到底，聽到“喀”一聲即可。



3/吐

向外吐一口氣(勿朝吸嘴吹氣)。



4/吸

將吸嘴含於兩唇間，快速吸飽一口氣，然後將吸入器挪開嘴唇，並閉氣至少5-10秒，即可正常呼吸。



5/關

關上蓋子。
使用後請漱口，並將水吐掉。