輸注管路選用說明表

修訂日期: 2023/05/18

	\
點滴管路	選用原則
20 滴 set (PVC 材質) CJ5440024022 一般 Pump set (DEHP-free PVC 材質) CJ5440015034	 一般化藥滴注時間 ≤ 1 小時 (兒科及人工血管不順除外) 一般化藥滴注時間 > 1 小時、 兒科、人工血管不順 2020/02/04 起 Melphalan、Taxotere、Nalbaxol、
	Etoposide · Hospira Docetaxel
NTG set (PE 材質)	Busulfex
CJ5725002012	
	Bendamustine · Carmustine · Dacarbazine (D.T.I.C) ·
避光未含過濾器 set (PE 材質)	Doxorubicin ≥ 22 小時、MTX ≥ 6 小時、
CJ5440015018	Cisplatin > 6 小時、Fluorouracil (5-FU) > 24 小時、
	Onivyde · Besponsa
避光 含 過濾器 set (PE 材質) CJ5725003017	Formoxol · Genetaxyl · Taxol · Torisel · Ixempra · Jevtana · Cladribine · Kadcyla · Blincyto · Polivy ·
C33723003017	Yondelis、Enhertu(須避光)。

- 註 1: 當藥物與 PVC 材質不相容時,需使用 non-PVC 材質之輸液容器(glass bot. 或 PP bot.)及 non-PVC 材質之輸注管路(PE set)。
- 註 2: 自 109 年 2 月 4 日起本院使用的一般幫浦輸液套(型號 14687))已無 DEHP 溶出風險,故將 Melphalan、Taxotere、Nabaxol、Etoposide 所預設管路由 NTG-set(型號 14248)更改為一般幫浦輸液套(型號 14687)。
- 註3:部分藥物長時間輸注時須使用**避光套**,以避免點滴袋中藥物受到光線分解,如:Cisplatin > 6 小時、Doxorubicin ≥ 22 小時、Fluorouracil (5-FU) > 24 小時、MTX ≥ 6 小時,及 Bendamustine、Carmustine、Dacarbazine (D. T. I. C)、Torisel、Onivyde、 Besponsa。
- 註 4: Lipo-dox 及 Onivyde「不可」使用含過濾器之管路