

如何使用耐舒樂-定量乾粉型吸入器



1/開

把蓋子打開到底，聽到「喀」一聲。



示範影片



2/吸

- 吐氣後，嘴巴含著吸入器吸嘴，以長而穩定的方式深吸一口氣。
- 聽到「喀」一聲，表示已正確吸入藥物，請持續吸氣1-2秒。
- 吸氣完畢後，移開吸入器並閉氣至少5-10秒後即可正常呼吸。



3/關

- 關閉蓋子，可發現劑量視窗數字減少。
- 若需吸入第二次，需間隔30-60秒後重複步驟1-3。
- 使用完畢請用清水漱口並吐掉。

如何確保您完整且正確吸入藥物？

吸入藥物時，您會聽到「喀」一聲。

吸入藥物時，您會感覺到嘴裡有些許甜甜的味道。

吸藥完畢蓋上外蓋，劑量數字會減少。

