

如何使用都保-定量乾粉型吸入器



1/開

旋轉開瓶蓋。
(全新的吸必擴，請先將紅色底盤左轉到底一次)




示範影片



2/上藥

手持瓶身，來回旋轉紅色底盤(先右轉再左轉)，聽到『喀』一聲即可。



3/吐氣

先向外吐一口氣(勿朝吸嘴吐氣)。



4/吸

將吸嘴含於兩唇間，快速深吸飽一口氣，然後將吸入器挪開嘴唇，並閉氣至少5-10秒，即可正常呼吸。



5/關

旋轉關上瓶蓋。
若需吸第二次需間隔30-60秒後，重複步驟2至4。
(吸必擴、可減喘使用後請漱口，並將水吐掉)