

一般檢驗科常規尿液採檢說明(衛教單張)

- 一、準備集尿容器：12ml S-Y 尿管
- 二、收集尿液
 - (一)早晨初次尿液為最佳的檢體，其他時間隨機尿液次之。
 - (二)先將前段尿液排去不要，排中段尿液注入集尿容器。
- 三、檢體量：12 ml
- 四、尿液存放溫度與送檢時限
 - (一)室溫即可。
 - (二)收集後請於 1 小時內送檢。

對於以上資訊有任何問題，請電話諮詢：

一般檢驗科 諮詢服務台 電話:04-23592525-4521

製作單位：病理檢驗部 一般檢驗科

審核人：一般檢驗科 謝獻旭 科主任 2024.05.20