

多功能生物訊號偵測儀(EnSpire)

壹、用途說明

- 螢光(FluorIntensity): 全光譜230-850nm
- 冷光: Flash、Glow、DualLum、BRET2 搭配700nm濾片去除雜訊。
- 吸收光(Absorbance): 230-1000nm
- Alpha technology 等
- 可偵測6 到384孔之微量盤
- 可控制由室溫+3°C至65°C
- 具備兩組分注器模組

貳、使用規則

- 一、本機為線上預約使用，使用前先自行預約。
- 二、上機 6-384 孔樣品盤務必去除蓋子再進行偵測。
- 三、機器操作務必填寫使用登記，結束後需關機。

參、[操作流程](#)