



猴痘疫苗 JYNNEOS®

接種作業須知




查詢更多訊息

施打前置作業

- 🍌 -20±5°C的冷凍疫苗置於2-8°C保冷容器解凍
- 🍌 檢視解凍後疫苗為乳白色、淡黃色至淡白色的懸浮液，若有顆粒或變色，請勿使用
- 🍌 左右輕搖瓶身 **30**秒，使懸浮液充分混合後再抽取所需劑量

皮下接種

- 🍌 接種劑量：抽取 **0.5** mL
- 🍌 接種部位：三角肌下二指為優



皮內接種

- 🍌 接種劑量：抽取 **0.1** mL
- 🍌 選用針具：0.5mL 28G針頭 (建議長度約13mm)
- 🍌 接種部位：上臂三角肌 或 前臂內側中段

繃緊注射部位皮膚，針頭斜面朝上，針筒貼近皮膚，以5-15度角入針進入皮內



針頭斜面進入皮內後放平注射器，緩慢注入0.1mL藥液，形成約8mm蒼白隆起圓形

